

mam

Since 1976

Stillprodukte



Perfekte Unterstützung von Anfang an

Volle Flexibilität für Mama und Baby



- Mit Hebammen entwickelt
- Innovativ & flexibel
- Sorgfältig getestet

MEHR INFOS:



MAM Med-Info

Wir wollen Babys stets nur das Beste geben

Stillen ist ein besonderes Erlebnis für Mutter und Baby. Mit unseren MAM Stillprodukten bieten wir von Anfang an perfekte Unterstützung. Höchste Qualität, technische Innovation und einzigartiges Design sorgen für eine einfache Handhabung und ein gutes Gefühl. MAM Produkte werden in Zusammenarbeit mit medizinischen Expert*innen entwickelt und sorgfältig getestet. Einfach das Beste für eine besondere Beziehung.



„Stillen ist mehr als nur Ernährungsgrundlage für einen gesunden Start ins Leben, sondern bietet Mutter und Kind auch einzigartige Momente der Nähe und Zärtlichkeit. Die Wahl der richtigen Stillprodukte unterstützt die Familie dabei flexibel zu sein – die Stillzeit kann dadurch noch mehr genossen werden.“ - **Traude Trieb, Hebamme (AT)**



MAM Handmilchpumpe: Ideal für unterwegs, bei der Arbeit oder auf Reisen



WEICHER BRUSTAUFSATZ

- Besonders weicher Silikon-einsatz – kann optional für mehr Komfort verwendet werden

TRANSPARENTER BRUSTAUFSATZ

- Korrekter Sitz des Brustaufsatzes ist sofort ersichtlich
- Sichtbarer Milchfluss

GRIFF

- Ergonomisch geformt für müheloses Abpumpen

MAM EASY START™ ANTI-COLIC

- Kompatibel mit der MAM Easy Start™ Anti-Colic Flasche für entspanntes Füttern




MAM 2in1 Upgrade Set: Von der Handmilchpumpe zur elektrischen Einzelmilchpumpe

In nur 2 Schritten ganz einfach von der Handmilchpumpe auf die elektrische Einzelmilchpumpe upgraden. Mit dem smarten Upgrade Set kann die MAM Handmilchpumpe einfach und kostengünstig auch als elektrische Einzelmilchpumpe verwendet werden. Dadurch wird das Stillen für Mütter noch komfortabler und flexibler.



MAM 2in1 Milchpumpe: Elektrische und manuelle Anwendung für maximale Flexibilität

Die MAM 2in1 Milchpumpe ermöglicht es Müttern, jederzeit und überall Milch abzupumpen – manuell oder elektrisch mit bis zu 5 Stunden Batterielaufzeit. Ideal für regelmäßiges Abpumpen.



Überzeugend auf ganzer Linie

Ausgezeichnete Ergebnisse von einer Marktstudie (UK) belegten die hohe Qualität unserer 2in1 Milchpumpe: 94% empfehlen unsere 2in1 Milchpumpe an Freunde und Verwandte; 93% Zufriedenheit unter Müttern; 9 von 10 Müttern bestätigen die einfache Handhabung des Produkts.¹




„Das 2in1-System ist wohldurchdacht und ermöglicht große Unabhängigkeit, egal ob durch elektrische oder manuelle Verwendung. Die Milchpumpe ist äußerst leicht zu bedienen, und ermöglicht ein angenehmes und leises Abpumpen. Mir gefällt außerdem, dass sie richtig einfach zu reinigen ist.“

- Tanja Kops, Hebamme (AT), über unsere MAM 2in1 Milchpumpe

MAM 2in1 Doppelmilchpumpe: Effizienz und Komfort perfekt kombiniert

Die MAM 2in1 Doppelmilchpumpe ermöglicht elektrisch beidseitige, einseitige und manuelle Verwendung. Ein digitales Touchscreen-Display sorgt für höchsten Bedienungskomfort. Ebenso kann in nur 2 Schritten ganz einfach von den elektrischen Milchpumpen auf die Handmilchpumpe gewechselt werden.



MAM Milchpumpen: Flexibel und effizient

Ob praktische Handmilchpumpe, smarte elektrische Milchpumpe oder das flexible Upgrade-Set: MAM hat für jedes Bedürfnis die perfekte Lösung, mit der Muttermilch effizient und schonend abgepumpt werden kann. Das Abpumpen von Milch kann dazu beitragen, dass sich wundne Brustwarzen erholen, gestaute Milchgänge leeren und Brustentzündungen heilen. Außerdem kann so eine Erholungspause vom Stillen eingelegt werden, sollte Bedarf bestehen. Das Abpumpen stimuliert die Milchproduktion und trägt dazu bei, einen Milchvorrat anzulegen. Auf diese Weise haben auch Väter die Möglichkeit, zum erfolgreichen Stillen beizutragen.



Magengröße eines Neugeborenen

Der Magen eines Babys ist direkt nach der Geburt sehr klein. Am ersten Tag hat er die Größe einer Kirsche und kann nur rund 7 Milliliter aufnehmen. Deshalb trinkt das Baby häufiger, aber dafür kleine Mengen.

Übrigens, als Vergleich: Der Magen eines erwachsenen Menschen hat in etwa die Größe einer Grapefruit.

1. TAG




3. TAG



7. TAG



4 WOCHEN



Klinische Studie bestätigt: Bessere Sauerstoffsättigung mit der MAM Easy Start™ Anti-Colic Flasche²

Alle MAM Milchpumpen sind mit der MAM Easy Start™ 100% kompatibel. Sie ist die ideale Anti-Colic Flasche für Neugeborene, um im eigenen Tempo entspannt trinken zu können. Zusätzlich überzeugt der MAM Sauger durch seine einzigartige **flache, symmetrische Form**, die dank der **hautähnlichen Oberfläche aus SkinSoft™ Silikon** für ein vertrautes Trinkgefühl sorgt.

Dr. Alejandro Jenik hat die Wirkung des MAM Easy Start™ Flaschensystems in einer klinischen Studie überprüft.² Verglichen wurden die Sauerstoffsättigungs-Werte (SpO2) und die Effizienz der Fütterung bei Verwendung einer herkömmlichen Flasche und unserer MAM Easy Start™. **Die Resultate:** Bei Verwendung unserer MAM Easy Start™ wurde das Entstehen eines Vakuums im Inneren der Flasche verhindert und somit eine ausreichende Sauerstoffzufuhr ermöglicht. Dadurch konnten die Babys ihre Verhaltensorganisation beibehalten.

Ebenso eindeutig fiel das Ergebnis bei den SpO2 Werten

aus: dank des patentierten Bodenventils unserer MAM Easy Start™ waren die Werte deutlich höher als bei der herkömmlichen Flasche. So konnte die Milchaufnahme erhöht und der Milchverlust verringert werden.²



0 Monate	0+ Monate	2+ Monate	4+ Monate	4+ Monate	6+ Monate
Extra langsamer Trinkfluss	Langsamer Trinkfluss	Mittel-starker Trinkfluss	Starker Trinkfluss	Auslauf-sicher+starker Trinkfluss	Optimal für dickere Flüssigkeiten
0+ SAUGER	0+ SAUGER	0+ SAUGER	2+ SAUGER	2+ SAUGER	Variable Durchflussrate abhängig von der Viskosität der Flüssigkeit

Altersempfehlung: Kann aufgrund der individuellen Trinkmuster unterschiedlich sein. Die Trinköffnungen der MAM Sauger werden durch Qualitätskontrollen überprüft. Dadurch wird ein konstanter Milchfluss beim Saugen unterstützt.





“Verbessern Sie das Füttererlebnis Ihres Babys mit den MAM Easy Start™ Anti-Colic Flaschen - eine perfekte Kombination aus Innovation und Komfort. Diese Flaschen reduzieren Koliken und stellen eine ideale Ergänzung zum Stillen dar, da der weiche, flache Sauger der Brust nachempfunden ist. MAM bietet Eltern und Betreuer*innen somit ein beruhigendes Gefühl und garantiert Neugeborenen einen sicheren Start ins Leben mit BPS- und BPA-freien Produkten.”

- Ryan Hilliard, Nursing Administrative Supervisor (USA)

MAM Aufbewahrungsbecher: Smart & praktisch

Mit den cleveren MAM Aufbewahrungsbechern ist das Anlegen von wertvollen Muttermilch-Vorräten ganz einfach. **Sie sind kompatibel mit allen MAM Milchpumpen** - dadurch kann Muttermilch direkt in den Becher gepumpt und hygienisch aufbewahrt werden. Das System ist geeignet für Kühlschrank/Gefrierfach und der auslaufsichere Schraubdeckel sorgt auch unterwegs für den nötigen Schutz.

SCHRAUBDECKEL

- Dichtet den Becher perfekt ab

SKALA


- Millimeter-Skala für genaues Abmessen

ABWASCHBARES BESCHRIFTUNGSFELD

- Ermöglicht wiederholtes Beschriften


MATERIAL

- Langlebig & beliebig oft sterilisierbar



MAM Stillhütchen: Perfekte Unterstützung während des Stillens

Die besonders dünnen und flexiblen MAM Stillhütchen haften sehr gut auf der Haut und garantieren einen ruhigen Trinkfluss. Die **innovative Schmetterlingsform bietet maximalen Hautkontakt** und die leicht strukturierte, seidig weiche Oberfläche aus **SkinSoft™ Silikon fühlt sich vertraut und natürlich an**. Feine Noppen sorgen für die nötige Luftzirkulation. Die MAM Stillhütchen eignen sich zur Autoklavierung und werden in einer Mikrowellen Sterilisier- & Aufbewahrungsbox geliefert.



Größe S a 20 mm b 17 mm c 15 mm

Größe M a 20,5 mm b 20 mm c 16 mm

Größe L a 21 mm b 23 mm c 18 mm

SKIN SOFT™ SILICONE




MAM Stilleinlagen: Extra dünn und besonders saugfähig



DÜNNES MATERIAL

- Nicht sichtbar unter Kleidung

3 LAGEN



KLEBSTREIFEN

- Sichere Befestigung an der Kleidung
- Garantiert optimalen Halt

SUPER-SAUGFÄHIGER KERN

- Hält dank hoher Saugfähigkeit die Feuchtigkeit

ATMUNGSAKTIVE, WEICHE OBERFLÄCHE

- Angenehm zu tragen
- Lässt die Haut atmen



¹Marktstudie UK 2018, n=65 | ²Alejandro Jenik, et al. (2012). A new bottle design decreases hypoxemic episodes during feeding in preterm infants. Int J Pediatrics 1-7 doi:10.1155/2012/531608 | ³Marktstudie USA 2010, n=35 / Feldstudie Österreich 2011, n=73



^oAlle Teile, die mit Nahrung in Berührung kommen, sind aus BPA- und BPS-freien Materialien hergestellt. Diese MAM Flasche ist aus BPA- und BPS-freien Materialien hergestellt (BPA frei gemäß der Verordnung (EU) Nr. 321/2011).

Kontakt & Impressum: MAM Babyartikel GmbH | Lorenz-Mandl-Gasse 50, A-1160 Wien | service4professionals@mambaby.com | Copyright 2024